


Das Servo 2 ist ein extracoronales Friktions- und Gleitgeschiebe für Teilprothesen. Die Patrize ist entweder aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff oder HSL zum Angießen an Edelmetall-Legierungen. Die Matrize besteht aus einem hochwertigen Thermoplastkunststoff und ist austauschbar.



### Vorteile

- Einfache Anwendung
- Sehr preiswertes Geschiebe für Teilprothesen
- Kleine Abmessungen
- Kugeldurchmesser 1,7 mm

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung
3115	Patrize Kunststoff Matrize Kunststoff
3116	Patrize HSL Matrize Kunststoff

CE 0044

Servo-Dental GmbH & Co. KG  
Rohrstraße 30  
D-58093 Hagen-Halden  
Fon: +49 (0) 23 31 / 95 91-0  
Fax :+49 (0) 23 31 / 95 91-25  
[www.servo-dental.de](http://www.servo-dental.de)  
[info@servo-dental.de](mailto:info@servo-dental.de)