

Ankersysteme

Anchor Systems

*Produktübersicht der Anker
M3, M2,5, M2, Micro, Gingival*



Ankersysteme


Anchor Systems

Indikation

Das Servo-Dental Ankersystem ist ein extrakoronales Halteelement, das sowohl resilierend als auch starr in der partiellen Prothetik Anwendung findet.

Indication

The Servo-Dental Anchor System is an extracoronary retaining element for partial dentures. Servo-Dental Anchor Systems are available both as resilient or rigid systems.



Besondere Vorteile

Das Servo-Dental Ankersystem mit dem austauschbaren und aktivierbaren Anker gewährt eine sichere Befestigung am Restgebiß. Durch die leicht konische Ankerform läßt sich die Arbeit durch den Patienten leicht eingliedern und ermöglicht dadurch eine einwandfreie Hygiene.

Special Advantages

The Servo-Dental Anchor System with its interchangeable and activatable anchor ensures a safe fixation to the residual denture. Due to the slightly conical shape of the anchor the work can be easily inserted by the patient, thus enabling perfect hygiene.

Ausführungen

Servo-Dental Ankersysteme werden in den Ausführungen Platin-Iridium, HSL (hochschmelzende Edelmetall-Legierung) und in NEM geliefert (gesonderte Legierungstabelle siehe Seite 19, Service).

Variants

Servo-Dental Anchor Systems are available in platinum-iridium, HFA (high-fusing precious alloy) and NP (non-precious) (for separate alloy table see page 19, service).

Wir sind in der Welt der Dentallabors und Zahnarztpraxen bestens bekannt. Das liegt zum einen daran, daß wir ein komplettes, ausgereiftes Programm für den dentalen Alltag anbieten und darüber hinaus ständig Bestehendes perfektionieren und Neues weiterentwickeln.

Servo-Dental is known and respected in the field of Dental Technology because of its forward vision. We are always improving products already on the market and we are constantly developing new products.



Wer mit uns arbeitet, ist auf dem aktuellen Stand der Medizin, Ästhetik und Technik, denn unsere Produkte und Dienstleistungen sind auf nationaler und europäischer Ebene zertifiziert und entsprechen selbstverständlich dem hohen, medizinischen Standard.

Working with us will keep you up to date with the international standards, techniques and requirements. All our products are certified and correspond with the highest medical standards.

Vom Einkauf über die Entwicklung, Fertigung und Schulung bis hin zum termingerechten Versand finden sämtliche Betriebsabläufe in unserer Firmenzentrale in Hagen statt. Wenn Sie möchten, können Sie sich jederzeit von unserer Qualität überzeugen – wir empfangen gerne Gäste.

From Development to Fabrication, from Training to Distribution our facility in Hagen/ Germany is providing all these facets under one roof. Please feel free to visit us and take a tour of our factory. Guests are always welcome in Hagen.



**Bestellnummern
Vergleichstabelle**
Ankersystem M3

**Comparison chart
for order numbers**
Anchor system M3

Starr Solid	Pro-Anker	Ceka	Servo-Dental Art. No.
	120 EM 2	OL 724 S Irax	705
	120 EM 1	OL 726 S Irax	707
	220 EM 2	OL 724 KS Irax	705/2
	220 EM 1	OL 726 KS Irax	707/2
	320 EM 2	OL 724 DS 1 Irax	705/1
	320 EM 1	OL 726 DS 1 Irax	707/1
	320 EM 2	OL 724 DS 2 Irax	705/1
	320 EM 1	OL 726 DS 2 Irax	707/1
	120 ER 2	OL 724 S Noprax	765
	120 ER 1	OL 726 S Noprax	767
	220 ER 2	OL 724 KS Noprax	765/2
	220 ER 1	OL 726 KS Noprax	767/2
	320 ER 2	OL 724 DS 1 Noprax	765/1
	320 ER 1	OL 726 DS 1 Noprax	767/1
	320 ER 2	OL 724 DS 2 Noprax	765/1
	320 ER 1	OL 726 DS 2 Noprax	767/1
	120 NE 2	OL 724 S Platirax	944
	120 NE 1	OL 726 S Platirax	945
	220 NE 2	OL 724 KS Platirax	–
	220 NE 1	OL 726 KS Platirax	–
	320 NE 2	OL 724 DS 1 Platirax	934
	320 NE 1	OL 726 DS 1 Platirax	935
	320 NE 2	OL 724 DS 2 Platirax	934
	320 NE 1	OL 726 DS 2 Platirax	935

Resilierend Resilient			
	111 EM 2	OL 694 S Irax	805
	111 EM 1	OL 696 S Irax	807
	211 EM 2	OL 694 KS Irax	805/2
	211 EM 1	OL 696 KS Irax	807/2
	311 EM 2	OL 694 DS 1 Irax	805/1
	311 EM 1	OL 696 DS 1 Irax	807/1
	311 EM 2	OL 694 DS 2 Irax	805/1
	311 EM 1	OL 696 DS 2 Irax	807/1
	111 ER 2	OL 694 S Noprax	865
	111 ER 1	OL 696 S Noprax	867
	211 ER 2	OL 694 KS Noprax	865/2
	211 ER 1	OL 696 KS Noprax	867/2
	311 ER 2	OL 694 DS 1 Noprax	865/1
	311 ER 1	OL 696 DS 1 Noprax	867/1
	311 ER 2	OL 694 DS 2 Noprax	865/1
	311 ER 1	OL 696 DS 2 Noprax	867/1
	111 NE 2	OL 694 S Platirax	944/1
	111 NE 1	OL 696 S Platirax	945/1
	211 NE 2	OL 694 KS Platirax	–
	211 NE 1	OL 696 KS Platirax	–
	311 NE 2	OL 694 DS 1 Platirax	934/1
	311 NE 1	OL 696 DS 1 Platirax	935/1
	311 NE 2	OL 694 DS 2 Platirax	934/1
	311 NE 1	OL 696 DS 2 Platirax	935/1

Dental-Legierungen für das Servo-Dental-System

Kunststoffstege verbrennen rückstandslos

Dental alloys for the Servo-Dental-System
plastic bars are fully combustible

Legierung	HSL Angießbar an Edelmetall und Spargold	Silber-Palladium Platin Anlötbar	INOX Anlötbar		NEM Angießbar für edel-metallfreie Legierungen	Platin-Iridium
Alloy	HFA Castable to pre-cious metal and silver coloured gold-alloy	Silver-Palladium Platinum to be soldered on	INOX To be soldered on		NPA Castable to all alloys without precious metal	Platinum-iridium
Farbe Colour	weiß white	weiß white	weiß white		weiß white	weiß white
Schmelzintervall Melting range	1460°C/1320°C	1100°C/980°C	1550°C/ 1400°C		1550°C/1400°C	1830°C/1855°C
Vickershärte Vickers hardness	230	250	300		300	225
Zugfestigkeit Tensile strength N/mm ²	810	950	75		75	55
0,2% Dehngrenze 0,2% expansion limit N/mm ²	720	940	2,50		2,50	20
Bruchdehnung Fracture expansion %kp/mm ²	10	3	50,6		50,6	18
Vergütung Thermal treatment	Selbstvergütend Selftreatable	15 Min. 500°C	–		–	700°C, 30 Min. langsam abkühlen 700°C, 30 min. cool down slowly for 30 min.

 HSL Zum Anguß an alle Edelmetall- und edelmetallreduzierten Legierungen	HFA Castable to all precious-metal and semi precious-metal alloys
 NEM Zum Anguß an alle nichtedel-metallreduzierten Legierungen	NP Castable to all non-precious-alloys
 WIRON® Zum Anguß speziell an Wiron® 77/88/90	WIRON® Castable especially to Wiron® 77/88/90
 Pt.-IR. Zum Anguß an alle Edelmetall-, Nichtedelmetall- und Titan-legierungen	pt.-ir. Castable to all precious-metal, non-precious-metal and titanium-alloys
 Metall Pd/Ag/Pt Konfektionierte Metallstege zum Anlöten an alle Legierungen	Metal pd/ag/pt Prefabricated metal bars to be soldered onto all alloys
 Metall HSL Konfektionierte Metallstege zum Angießen an Edelmetall- und edelmetallreduzierte Legierungen	Metal HFA Prefabricated metal bars castable to precious-metal and semi precious-metal alloys

M3 Ankersystem

Anchor System

Gewindelötkäppchen

Threaded cap for soldering

Einzelösen, one-bar eyelet



Bei gerändelten
Lötkäppchen bitte
Bestellung mit „S“
markieren (nur Gewinde-
lötkäppchen)



starr, solid	resilierend, resilient
707	807 ■ HSL, HFA
767	867 ■ NEM, NP
757	857 ■ Wiron®, Wiron®
945	945/1 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
710	810 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
919	917 □ HSL, HFA
707 G	807 G ■ HSL, HFA

Doppelstegösen, double-bar eyelet




starr, solid	resilierend, resilient
705	805 ■ HSL, HFA
765	865 ■ NEM, NP
755	855 ■ Wiron®, Wiron®
944	944/1 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
708	808 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
918	916 □ HSL, HFA


Dreifachstegösen, triple-bar eyelet




starr, solid	resilierend, resilient
714	814 ■ HSL, HFA
734	834 ■ NEM, NP
724	824 ■ Wiron®, Wiron®
942	942/1 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.






Abmessungen/ Dimensions



resilierend
resilient



starr
solid



Einzelösen, one-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
707/2	807/2 ■ HSL, HFA
767/2	867/2 ■ NEM, NP
757/2	857/2 ■ Wiron®, Wiron®
935/2	935/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
710/2	810/2 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
917/3	917/2 □ HSL, HFA

Dreifachstegösen, triple-bar eyelet





starr, solid	resilierend, resilient
714/2	814/2 ■ HSL, HFA
734/2	834/2 ■ NEM, NP
724/2	824/2 ■ Wiron®, Wiron®
932/2	932/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.

Doppelstegösen, double-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
705/3	805/3 ■ HSL, HFA
765/3	865/3 ■ NEM, NP
755/3	855/3 ■ Wiron®, Wiron®
944/2	944/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
708/3	808/3 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
918/3	920/3 □ HSL, HFA

Dreifachstegösen, triple-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
714/3	814/3 ■ HSL, HFA
734/3	834/3 ■ NEM, NP
724/3	824/3 ■ Wiron®, Wiron®
942/2	942/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.

Gewindelötkäppchen für die Kunststoffprothese Retention wing cap

Doppelstegösen, double-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
705/2	805/2 ■ HSL, HFA
765/2	865/2 ■ NEM, NP
755/2	855/2 ■ Wiron®, Wiron®
934/2	934/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
708/2	808/2 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
916/3	918/2 □ HSL, HFA

Offene Mutter Open nut

Einzelösen, one-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
707/3	807/3 ■ HSL, HFA
767/3	867/3 ■ NEM, NP
757/3	857/3 ■ Wiron®, Wiron®
945/2	945/3 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
710/3	810/3 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
921/3	919/3 □ HSL, HFA

M3 Ankersystem

Anchor System

Einzelteile


Single parts

Gewindelötkäppchen, threaded cap for soldering



- | | |
|-------|--|
| 700 | ☐ HSL, HFA |
| 701 | ☐ Inox, Inox |
| 701/1 | ☐ Silber/Palladium, Silver/Palladium |
| 701 S | ☐ Inox, Inox |
| 909/1 | ☐ Dublierhilfsteil, starr
Duplicating aid, rigid |
| 909/2 | ☐ Dublierhilfsteil, resilierend
Duplicating aid, resilient |

Einzelösen, one-bar eyelet



- | | |
|-------|---|
| 905 | ☒ Kunststoff HSL, plastic HFA |
| 924 | ☒ Kunststoff für NEM, plastic for NEM |
| 923 | ☒ Kunststoff für Wiron®, plastic for Wiron® |
| 936 | ☒ Platin-Iridium, platin-iridium |
| 905 G | ☒ HSL, HFA |
| 924 G | ☒ NEM, NP |

Doppelstegösen, double-bar eyelet



- | | |
|-------|---|
| 903 | ☒ Kunststoff 30 mm HSL, plastic 30 mm HFA |
| 924/1 | ☒ Kunststoff für NEM, plastic for NEM |
| 923/1 | ☒ Kunststoff für Wiron®, plastic for Wiron® |
| 937 | ☒ Platin-Iridium, platin-iridium |

Dreifachstegösen, triple-bar eyelet



- | | |
|-------|---|
| 903/1 | ☒ Kunststoff HSL, plastic HFA |
| 924/3 | ☒ Kunststoff für NEM, plastic for NEM |
| 923/2 | ☒ Kunststoff für Wiron®, plastic for Wiron® |
| 937/1 | ☒ Platin-Iridium, platin-iridium |



- 704 Resilienzscheibe Messing,
resiliency washer, brass
- 920 Offene Mutter, *open nut*
- 973 Kunststoffunterlegscheibe für offene Mutter,
plastic washer for open nut



- 969 Gewindekappchen für Kunststoffprothese,
Wing cap
- 966 Arbeitsanker aus V2A, *working male V2A*
- 938 Wurzelkappe Inox, *root cap*
- 938/1 Wurzelkappe HSL, *root cap HFA*



- 901 Lötanker, starr, *soldering anchor, rigid*
- 902 Lötanker, resilierend, *Soldering anchor, resilient*
- 350/4 Prüfstift, *Control tool*



- 967 Abdruckanker für Reparatur und Unterfütterung,
Impression anchor for repair and relining
- 968 Abdrucköse für Reparatur und Unterfütterung,
Impression eyelet for repair and relining
- 968/1 Griffabdrucköse, *Impression eyelet with handle*

Feingewindeanker, *fine-pitch threaded male*



- 702 starr, *solid*
- 702/1 langes Gewinde, starr,
fine-pitch, long thread, solid
- 703 resilierend, *resilient*
- 703/1 langes Gewinde, resilierend,
fine-pitch, long thread, resilient
- 704/1 Anker für die offene Mutter, starr, *open nut, solid*
- 709 Anker für die offene Mutter, resilierend, *open nut, resilient*

Anker in Übergröße *oversized male*

- | starr,
<i>solid</i> | resilierend,
<i>resilient</i> | Feingewinde
<i>Fine-pitch thread</i> |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 7021 | 7031 | ø +0,10 mm |
| 7022 | 7032 | ø +0,15 mm |
| 7023 | 7033 | ø +0,20 mm |
| 7024 | 7034 | ø +0,25 mm |



Stegösen Metall, *one-bar eyelet metal*

- 921 HSL, HFA
- 908 Silber/Palladium,
Silver/Palladium



Doppelstegösen Metall, *double-bar eyelet metal*

- 925 HSL, HFA
- 906 Silber/Palladium,
Silver/Palladium

M2,5 Ankersystem

Anchor System

Gewindelötkäppchen Threaded cap for soldering

Einzelösen, one-bar eyelet




starr, solid	resilierend, resilient
28/1	38/1 ■ HSL, HFA
2/28/1	2/38/1 ■ NEM, NP
1/28/1	1/38/1 ■ Wiron®, Wiron®
4033	4036 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
4/28/1	4/38/1 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
5/28/1	5/38/1 □ HSL, HFA
28/1 G	38/1 G ■ HSL, HFA
2/28/1 G	2/38/1 G ■ NEM, NP

Doppelstegösen, double-bar eyelet



starr, solid	resilierend, resilient
26/1	36/1 ■ HSL, HFA
2/26/1	2/36/1 ■ NEM, NP
1/26/1	1/36/1 ■ Wiron®, Wiron®
4034	4037 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
4/26/1	4/36/1 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
5/26/1	5/36/1 □ HSL, HFA

Abmessungen/ Dimensions



Einzelteile Single parts

Gewindelötkäppchen, threaded cap for soldering



334	Inox, <i>Inox</i>
334/1	Silber/Palladium, <i>Silver/Palladium</i>
334/2	HSL, <i>HFA</i>
339/3	Dublierhilfsteil, starr <i>Duplicating aid, rigid</i>
339/4	Dublierhilfsteil, resilierend <i>Duplicating aid, resilient</i>



Einzellösen, one-bar eyelet



303	■ HSL, <i>HFA</i>
307	■ NEM, <i>NP</i>
306	■ Wiron®, <i>Wiron®</i>
4000	■ Platin-Iridium, <i>platin-iridium</i>
303 G	■ HSL, <i>HFA</i>
307 G	■ NEM, <i>NP</i>

Doppelstegösen, double-bar eyelet



303/1	■ HSL, <i>HFA</i>
307/1	■ NEM, <i>NP</i>
306/1	■ Wiron®, <i>Wiron®</i>
4001	■ Platin-Iridium, <i>platin-iridium</i>

M2,5 Ankersystem

Anchor System

308



309/2



- 308 Resilienzscheibe Messing,
resiliency washer, brass
- 309/2 Distanzscheibe Inox,
Washer Inox

350/7



- 350/7 Prüfstift, *Control tool*

Feingewindeanker, *fine-pitch threaded male*

330



329



328



327



- 330 starr, *solid*
- 328 resilierend, *resilient*
- 329 langes Gewinde, starr,
fine-pitch, long thread, solid
- 327 langes Gewinde, resilierend,
fine-pitch, long thread, resilient

320



331/1



319



- 320 Gewindekappchen für Kunststoffprothese,
Wing cap
- 331/1 Arbeitsanker aus V2A, *working male V2A*
- 319 Wurzelkappe Inox, *root cap*

351



352



- 351 Abdruckanker für Reparatur und Unterfütterung,
Impression anchor for repair and relining
- 352 Abdrucköse für Reparatur und Unterfütterung,
Impression eyelet for repair and relining

Anker in Übergröße

oversized male

starr, <i>solid</i>	resilierend, <i>resilient</i>	Feingewinde <i>Fine-pitch thread</i>
3301	3281	ø +0,10 mm
3302	3282	ø +0,15 mm
3303	3283	ø +0,20 mm

Gewindelötkäppchen Threaded cap for soldering

Ankersystem **M2** Anchor System

Einzelösen, one-bar eyelet



Doppelstegösen, double-bar eyelet




starr, solid	resilierend, resilient
1/80	1/18 ■ HSL, HFA
1/80/2	1/18/2 ■ NEM, NP
1/80/1	1/18/1 ■ Wiron®, Wiron®
4009	4012 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
1/80/4	1/18/4 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
1/80/3	1/18/3 □ HSL, HFA
1/80 G	1/18 G ■ HSL, HFA
1/80/2 G	1/18/2 G ■ NEM, NP




starr, solid	resilierend, resilient
1/60	1/16 ■ HSL, HFA
1/60/2	1/16/2 ■ NEM, NP
1/60/1	1/16/1 ■ Wiron®, Wiron®
4010	4013 ■ Pt.-Ir., pt.-ir.
1/60/4	1/16/4 □ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
1/60/3	1/16/3 □ HSL, HFA

Eingießbares Gewinde castable thread

Abmessungen/ Dimensions




starr
solid



Einzelteile Single parts

Einzelösen, one-bar eyelet



303	■ HSL, HFA
307	■ NEM, NEM
306	■ Wiron®, Wiron®
4000	■ Platin-Iridium, platin-iridium
303 G	■ HSL, HFA



M2 Ankersystem

Anchor System

Einzelteile


Single parts

Gewindelötkäppchen, *threaded cap for soldering*




336	Inox, Inox
336/1	Silber/Palladium, Silver/Palladium
336/2	HSL, HFA

350/6




350/6 Prüfstift, Control tool

Normalgewindeanker, *regular thread anchor*



333	starr, solid
332	resilierend, resilient
333/1	langes Gewinde, starr, fine-pitch, long thread, solid
332/1	langes Gewinde, resilient, fine-pitch, long thread, resilient



308	Resilienzscheibe Messing, <i>resiliency washer, brass</i>
348	Offene Mutter, <i>open nut</i>
309/1	Kunststoffunterlegscheibe für offene Mutter, <i>plastic washer for open nut</i>
309	Distanzscheibe, Silber/Palladium, <i>Spacer, Silver/Palladium</i>
339/1	Dublierhilfsteil, starr <i>Duplicating aid, rigid</i>
339/2	Dublierhilfsteil, resilierend <i>Duplicating aid, resilient</i>



353	Gewindekäppchen für Kunststoffprothese, <i>Wing cap</i>
331	Arbeitsanker aus V2A, <i>working male V2A</i>
354	Wurzelkappe Inox, <i>root cap</i>



351	Abdruckanker für Reparatur und Unterfütterung, <i>Impression anchor for repair and relining</i>
352	Abdrucköse für Reparatur und Unterfütterung, <i>Impression eyelet for repair and relining</i>
352/2	Griffabdrucköse, <i>Impression eyelet with handle</i>

Anker in Übergröße

oversized male

starr, solid	resilierend, resilient	Normalgewinde, Regular thread
3331	3321	ø +0,10 mm
3332	3322	ø +0,15 mm
3333	3323	ø +0,20 mm

Gewindelötkäppchen Threaded cap for soldering

Ankersystem **Micro** Anchor System

Einzelösen, *one-bar eyelet*



starr, solid	resilierend, resilient	
363	463	■ HSL, HFA
363/2	463/2	■ NEM, NP
363/1	463/1	■ Wiron®, Wiron®
397	497	■ Pt.-Ir., pt.-ir.
391/2	491/2	□ Pd/Ag/Pt, pd/ag/pt
391	491	□ HSL, HFA
363 G	463 G	■ HSL, HFA
363/2 G	463/2 G	■ NEM, NP

Doppelstegösen, *double-bar eyelet*



starr, solid	resilierend, resilient	
364	464	■ HSL, HFA
364/2	464/2	■ NEM, NP
364/1	464/1	■ Wiron®, Wiron®
397/1	497/1	■ Pt.-Ir., pt.-ir.



350/8 Prüfstift, Control tool


Einzelteile Single parts

Gewindelötkäppchen, *threaded cap for soldering*



356	HSL, HFA
357	Inox, Inox

Abmessungen/ *Dimensions*



355	Normalgewinde-Anker, starr, regular thread anchor, solid $\varnothing 1,73$ mm
3550	Normalgewinde-Anker, resilierend regular thread anchor, resilient $\varnothing 1,73$ mm
355/1	Feingewinde-Anker, starr fine-pitch thread anchor, solid $\varnothing 1,48$ mm
355/10	Feingewinde-Anker, resilierend fine-pitch thread anchor, resilient $\varnothing 1,48$ mm

Anker in Übergröße Oversized male

starr, Normalgewinde solid, regular thread	resilierend, Normalgewinde resilient, regular thread
3552	35501 $\varnothing +0,10$ mm
3553	35502 $\varnothing +0,15$ mm
3554	35503 $\varnothing +0,20$ mm
starr, Feingewinde solid, fine-pitch thread	resilierend, Feingewinde resilient, fine-pitch thread
3555	$\varnothing +0,05$ mm
3556	$\varnothing +0,10$ mm
3557	$\varnothing +0,15$ mm

Micro

Ankersystem

Anchor System


Doppelstegösen, *double-bar eyelet*



Einzelösen, *one-bar eyelet*



- 371 ■ Kunststoff HSL, plastic HFA
- 373 ■ Kunststoff für NEM, plastic for NEM
- 372 ■ Kunststoff für Wiron®, plastic for Wiron®
- 374 ■ Platin-Iridium, *platin-iridium*
- 371 G □ HSL, HFA
- 373 G ■ NEM, NP




- 388 Resilienzscheibe Messing, *resiliency washer, brass*
- 387 Offene Mutter, *open nut*
- 389 Kunststoffunterlegscheibe für offene Mutter, *plastic washer for open nut*



- 385 Gewindekappchen für Kunststoffprothese, *Wing cap*
- 383 Arbeitsanker aus V2A, *working male V2A*
- 384 Wurzelkappe Inox, *root cap*

- 309 M Distanzscheibe
Silber-Palladium,
Spacer Silver/Palladium




- 350/8 Prüfstift, *Control tool*
- 359/1 Dublierhilfsteil, starr
Duplicating aid, rigid
- 359/2 Dublierhilfsteil, resilierend
Duplicating aid, resilient



- 382 Abdruckanker für Reparatur und Unterfütterung,
Impression anchor for repair and relining
- 381 Abdrucköse für Reparatur und Unterfütterung,
Impression eyelet for repair and relining


Instrumente *Instruments*

M3



- | | |
|-------|--|
| 970 | Reaktivierinstrument, <i>Reactivating instrument</i> |
| 347 | Gewindschneider, <i>Thread cutter</i> |
| 716 | Löthilfe für Gewindeteile (gebogen),
<i>soldering aid, bent</i> |
| 716/1 | Löthilfe kurz,
<i>soldering aid, short</i> |

M2



- | | |
|-------|--|
| 349 | Reaktivierinstrument, <i>Reactivating instrument</i> |
| 346 | Gewindschneider, <i>Thread cutter</i> |
| 302 | Löthilfe für Gewindeteile (gebogen),
<i>soldering aid, bent</i> |
| 302/1 | Löthilfe kurz,
<i>soldering aid, short</i> |

Micro




- | | |
|-----|--|
| 386 | Reaktivierinstrument, <i>Reactivating instrument</i> |
| 346 | Gewindschneider, <i>Thread cutter</i> |
| 302 | Löthilfe für Gewindeteile (gebogen),
<i>soldering aid, bent</i> |
| 379 | Verstellbarer Parallelhalter,
<i>adjustable parallel tool</i> |
| 337 | Schraubendreher für die offene Mutter,
<i>screw driver for open nut</i> |



Instrumente

Instruments


M3 M2,5 M2 Micro



Aktivierinstrument, activating instrument	
316	klein, offen, <i>small, open,</i>
316 M	klein, offen, <i>small, open</i>
317	klein, geschlossen, <i>small, closed</i>



350	Schraub- und Aktivierinstrument, <i>screw driver/activating instrument</i>
350/1	Schraub- und Aktivierinstrument, Micro <i>screw driver/activating instrument, micro</i>
342	Verstellbarer Parallelhalter, <i>adjustable parallel tool</i>
344	Körner, <i>Centre Punch</i>



Instrumenten-Kassette 250
Instrumentbox 250



250	1 Aktivierinstrument	1 activating instrument
	1 Reaktivierinstrument M2	1 deactivating instrument M2
	1 Reaktivierinstrument M3	1 deactivating instrument M3
	1 Körner	1 centre punch
	1 Kassette	1 box

Service Service



Reparatur Service-Kassette

Art.-Nr.: 6009

Best.-Nr.: 1 18 01 99 00

Repair service set

Art.-No.: 6009


Order.-No.: 1 18 01 99 00

Reparatur Service

Ziel der Reparatur Service-Kassette ist es, dem Anwender eine schnelle und wirksame Möglichkeit zu geben, um Patienten den Zahnersatz – sozusagen vor Ort – wieder funktionsfähig herzustellen, gleich um welches Ankerfabrikat es sich handelt. Wir gehen dabei von drei am häufigsten vorkommenden Situationen aus:

Repair service

The repair service set is meant to give the user a fast and effective possibility to give patients their denture back, fully functioning and, on the spot, independent of the anchor type. As a basis we take three of the most frequent situations:



1. Der Anker fehlt.

1. The anchor is missing.

Sollten Sie weiterreichende Probleme haben, so steht Ihnen der Servo-Dental Reparatur-Service zur Verfügung.

In case of further problems you can call on the Servo-Dental repair service.

2. Der vorhandene Anker ist beschädigt.

2. The anchor is damaged.

Dieser Service beinhaltet folgende Leistung:

Wenn von dem beschädigten Anker noch mindestens eine Lamelle steht, fertigen wir in nur zwei Tagen einen passenden Anker für Sie. Ist der Anker ganz abgebrochen, stellen Sie bitte mit einem verkürzten, verstellbaren Parallelhalter den Durchmesser der Matrize fest. Fixieren Sie die Feststellschraube mit Wachs und schicken diesen so an Servo-Dental.

This includes the following:

If there is at least one lamella left from the damaged anchor, we will make a suitable anchor for you in only two day's time. If the anchor is completely broken off, please determine the diameter of the matrix using a shortened, adjustable paralleling tool. Fix the locking screw with wax and mail it to Servo-Dental, leaving it unchanged.

3. Der Anker in der Prothese deaktiviert sich.

3. The anchor in the denture is deactivating.

Nach drei Tagen haben Sie einen passenden Anker vorliegen. Sollten Sie einen Abdruck vorliegen haben, den Matrizenbereich bitte in Kunststoff ausgießen. So reicht uns dieser auch zur Anfertigung eines neuen Ankers.

After three day's time you will have a suitable anchor. In case that you have an impression please cast out the female area with resin. This will then also be sufficient for us to make a new anchor.

Dental Total



Händler / Distributor



Servo-Dental GmbH & Co. KG
Rohrstraße 30
D-58093 Hagen-Halden
Fon: +49 (0)23 31/95 91-0
Fax: +49 (0)23 31/95 91-25
www.servo-dental.de
info@servo-dental.de

Zertifiziertes
Qualitätssicherungssystem
Certified Quality
Management System