



# Produktkatalog Product catalogue

---



# Inhaltsverzeichnis / Table of Contents


## Halteelemente / Retaining elements

- 4..... Ankersysteme / **Anchor systems**
- 5..... Geschiebe / **Attachments**
  - 5 ..... Metall / **Metal**
  - 8 ..... Kunststoff / **Plastics**
- 11..... Kugelanker / **Ball anchors**
  - 11 ..... Horizontal / **Horizontal**
  - 13 ..... Vertikal / **Vertical**
- 15..... Riegel / **Latches**
  - 15 ..... Snap-Riegel / **Snap-In latch**
  - 16 ..... Snap-Slot / **Snap-Slot latch**
- 17..... TeleClick / **TeleClick**
- 18..... Kugel-Wurzelstifte aus Kunststoff / **Plastic pivots**



## Friktionselemente / Friction elements

- 19..... Tele-Fit / **Tele-Fit**
- 20..... Tele-Grip / **Tele-Grip**



## Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

### Verbrauchsmaterial / Consumables

- 21 ..... Löffelmaterial / **Light curing material**
- 21 ..... Knetsilikon / **Kneading silicone**
- 22 ..... Einbettmasse / **Investment materials**
  - 22 ..... K+B-Technik / **Crown and bridge technique**
  - 24 ..... Modellguss / **Model casting technique**
- 25 ..... Servo-Fix / **Servo-Fix**
- 25 ..... Muffelvlies / **Casting ring liner**
- 26 ..... Silikon / **Silicon**
- 26 ..... Okklusions-Spray / **Occlusion spray**
- 27 ..... Spezialsägeblätter / **Sawblades**



### Arbeitshilfen / Working aids

- 28 ..... Paracon / **Paracon**
- 28 ..... Modellsteck-System / **Model plug system**
- 29 ..... Kunststoffretentionen / **Plastic retentions**
- 30 ..... Basisprofile / **Base profiles**
- 31 ..... AP-Schablonen / **AP-Patterns**
- 32 ..... Crown Master / **Crown Master**




### Services / Services


- 33 ..... Reparaturservice Anker / **Anchor repair service**
- 33 ..... Reparaturservice Geschiebe / **Attachment repair service**




## Ankersysteme / Anchor systems




Ankersystem Micro  
Anchor system Micro



Ankersystem M2  
Anchor system M2



Ankersystem M2,5  
Anchor system M2,5



Ankersystem M3  
Anchor system M3

Das Servo-Dental Ankersystem ist ein extrakoronales Halteelement für die partielle Prothetik, das sowohl in resillierender als auch in starrer Ausführung lieferbar ist.

### Vorteile

- Das Servo-Dental Ankersystem mit dem austauschbaren und aktivierbaren Anker gewährleistet eine sichere Befestigung am Restgebiss
- Durch die leicht konische Ankerform lässt sich die Arbeit durch den Patienten leicht eingliedern und ermöglicht dadurch eine einwandfreie Hygiene

### Ausführungen

- Einzelöse Standard
- Steg mit Doppelöse
- Steg mit Dreifachöse
- Einzelöse Gingival

Besondere Vorteile der Einzelöse Gingival:

- Optimaler Zahnfleischkontakt für die Erhaltung des gesunden Zahnfleisches
- Die Basalflächen können mit Keramik verblendet werden
- Die seitlichen Öffnungen gewährleisten eine optimale Hygiene (Selbstreinigung)

The Servo-Dental anchor system is an extra coronal retaining element for partial prosthetics. You can choose from a resilient and a rigid version.

### Advantages

- The Servo-Dental Anchor System with interchangeable and activatable anchor ensures a safe fixation to the residual denture
- Due to the slightly conical shape of the anchor the work can be easily inserted by the patient, thus enabling perfect hygiene

### Variants

- Single-eyelet standard
- Double-eyelet bar
- Triple-eyelet bar
- Single-eyelet gingival

Particular advantages single-eyelet gingival:

- Optimal contact to the gingiva thus keeping the gingiva healthy
- The basal area can be veneered with ceramics
- The openings at the sides guarantee optimal hygiene (self cleaning effect)

DIE DETAILIERTE  
ARTIKELLISTE KANN SE-  
PARAT ANGEFORDERT  
ODER HIER HERUNTER-  
GELADEN WERDEN:

THE DETAILED ARTICLE  
LIST IS AVAILABLE ON  
REQUEST OR CAN BE  
DOWNLOADED HERE:

[www.servo-dental.de](http://www.servo-dental.de)

## AP-Geschiebe / AP-Attachments

AP-, AP-Micro, AP-Piccolino, AP-Piccolino PLV und SV-Geschiebe

Zu den AP-Geschieben gehören individuell aktivierbare, intrakoronale Gleitgeschiebe, die sich besonders durch die Austauschmöglichkeit der Patrizen für den Langzeiteinsatz eignen. Die AP-Geschiebe sind in vielfältigen Formen und Abmessungen erhältlich.

### Vorteile

- Matrizen in HSL, Pt/Ir und Kunststoff erhältlich
- Patrizen in Titan – auch in Übergrößen lieferbar
- Konus in INOX
- Keramikspacer für alle Größen verfügbar (Platzhalter für Kunststoffmatrizen)
- Parallelhalter in allen Größen erhältlich

AP-, AP-Micro, AP-Piccolino, AP-Piccolino PLV und SV-Attachments

The AP-Attachments are intra coronal attachments with removable males that can be individually activated. AP-Attachments are available in various shapes and sizes.

### Advantages


- Females available in HFA, Pt/Ir and plastics
- Males made of titanium – also available over-sized
- Cone made of INOX
- Ceramic spacer available for all sizes (for plastic females)
- Paralleling tool available in all sizes




Die folgende bemaßte Übersicht dient als Entscheidungshilfe bei der Auswahl:

The following AP-Attachment dimensions are a guidance for selecting the suitable attachment:

Patrizenkonturen / Male dimensions




Geschiebekonturen / Attachment dimensions



Als Alternative stehen Ihnen unsere AP-Schablonen zur Verfügung (Seite 31).

Another alternative are our AP-Patterns (page 31).

## SD-Geschiebe / SD-Attachments



Das SD-Geschiebe ist ein extrakoronales Halteelement. Die Friktion erfolgt zwischen einer fein justierbaren Kunststoffmatrize und einer Patrize, die in Kunststoff zum sofortigen Mitgießen geliefert wird. Das Außenteil ist aus Titan mit einer Titan-Aktivierschraube. Das Gehäuse kann eingeklebt oder eingelasert werden.

The Servo SD-Attachment is an extra coronal retaining element. Friction is achieved through vernier adjustment of the plastic female sliding over the male. The male is made of burn-out plastics and the housing and activating screw are both made of titanium. The housing can either be lasered or bonded with adhesives into the prosthetics.

### Vorteile

- Fein einstellbare Friktion
- Geringe Bauhöhe (3 mm)
- Leicht austauschbare Matrize
- Sehr preiswertes Konstruktionselement

### Advantages

- Vernier adjustment of friction
- Total height only 3 mm
- Female is easy to exchange
- Inexpensive construction element

SET SD-GESCHIEBE 90° TI/KST  
Art.: 134029900

SET SD-GESCHIEBE 30° TI/KST  
Art.: 134049900

SD-GESCHIEBE 90° TI/KST,  
KOMPLETT  
Art.: 134539100

SD-GESCHIEBE 30° TI/KST,  
KOMPLETT  
Art.: 134519100

SD-PATRIZE 30° KST, EINZELN  
Art.: 134115000

SD-PATRIZE 90° KST, EINZELN  
Art.: 134135000

SD-AKTIVIERSCRAUBE  
Art.: 134203100

SET SD-ATTACHMENT 90°,  
TI/PLASTICS  
Art.: 134029900

SET SD-ATTACHMENT 30°,  
TI/PLASTICS  
Art.: 134049900

SD-ATTACHMENT 90°, TI/PLASTICS,  
COMPLETE  
Art.: 134539100

SD-ATTACHMENT 30°, TI/PLASTICS,  
COMPLETE  
Art.: 134519100

SD MALE 30°, PLASTICS, SINGLE  
Art.: 134115000

SD MALE 90°, PLASTICS, SINGLE  
Art.: 134135000

SD-ACTIVATING SCREW  
Art.: 134203100

SD-TITAN-GEHÄUSE  
Art.: 134460100

SD-ABSTRAHLGRIFF  
Art.: 134553100

SD-PARALLELHALTER  
Art.: 134613100

SD-SCHRAUBENDREHER  
Art.: 134652900

SD-TRANSFERSTIFT  
Art.: 134674800

SD-DUBLIERHILFSTEIL  
KST  
Art.: 134715000

SD-FRIKTIONSTEIL KST  
Art.: 134725300

SD-TITANIUM HOUSING  
Art.: 134460100

SD-SANDBLASTING AID  
Art.: 134553100

SD-PARALLELING TOOL  
Art.: 134613100

SD-SCREWDRIVER  
Art.: 134652900

SD-TRANSFER TOOL  
Art.: 134674800

SD-DUPLICATING AID  
PLASTICS  
Art.: 134715000

SD-FRICTION ELEMENT,  
PLASTICS  
Art.: 134725300

## SD-Geschiebe-LV / SD-Attachments LV

Das SD-Geschiebe-LV ist eine verlängerte Version des klassischen SD-Geschiebes mit in das Sekundärteil integrierten Schubverteilern. Es kann individuell gekürzt werden. Die Friktion erfolgt zwischen einer fein justierbaren Kunststoffmatrize und der Patrize, die in Kunststoff zum sofortigen Mitgießen geliefert wird. Das Außenteil ist aus Titan mit einer Titan-Aktivierschraube. Das Gehäuse kann eingeklebt oder eingelasert werden.



### Vorteile

- | Individuell kürzbar
- | Fein einstellbare Friktion
- | Integrierte Schubverteiler
- | Leicht austauschbare Matrize

The SD-Attachment LV is a longer version of the classic SD-Attachment and has integrated guidance in the housing, corresponding to the grooves in the male. The height of the SD-LV can be individually adjusted, depending on the situation. In both cases friction is achieved through vernier adjustment of the plastic female sliding over the male. The male is made of burn-out plastics and the housing and activating screw are both made of titanium. The housing can either be lasered or bonded with adhesives into the prosthetics.

### Advantages

- | Height can be individually adjusted
- | Vernier adjustment of friction
- | Integrated guiding grooves
- | Female is easy to exchange



**SET SD-GESCHIEBE  
LV 90° TI/KST**  
Art.: 134079900

**SET SD-GESCHIEBE  
LV 30° TI/KST**  
Art.: 134099900

**SD-GESCHIEBE LV 90°  
TI/KST, KOMPLETT**  
Art.: 134539300

**SD-GESCHIEBE LV 30°  
TI/KST, KOMPLETT**  
Art.: 134519300

**SD-PATRIZE LV 30°  
KST, EINZELN**  
Art.: 134145000

**SET SD-ATTACHMENT  
LV 90°, TI/PLASTICS**  
Art.: 134079900

**SET SD-ATTACHMENT  
LV 30°, TI/PLASTICS**  
Art.: 134099900

**SD-ATTACHMENT LV  
90°, TI/PLASTICS,  
COMPLETE**  
Art.: 134539300

**SD-ATTACHMENT LV  
30°, TI/PLASTICS,  
COMPLETE**  
Art.: 134519300

**SD MALE LV 30°, PLAS-  
TICS, SINGLE**  
Art.: 134145000

**SD-PATRIZE LV 90° KST, EINZELN**  
Art.: 134155000

**SD-LV TITAN-GEHÄUSE 90°**  
Art.: 134470100

**SD-LV TITAN-GEHÄUSE 30°**  
Art.: 134480100

**SD-LV PARALLELHALTER**  
Art.: 134723100

**SD-LV 90° DUBLIERHILFSTEIL**  
Art.: 134725000

**SD-LV 30° DUBLIERHILFSTEIL**  
Art.: 134735000

**SD-FRIKTIONSTEIL KST**  
Art.: 134725300

**SD MALE LV 90°, PLASTICS, SINGLE**  
Art.: 134155000

**SD-LV TITANIUM HOUSING 90°**  
Art.: 134470100

**SD-LV TITANIUM HOUSING 30°**  
Art.: 134480100


**SD-LV PARALLELING TOOL**  
Art.: 134723100

**SD-LV 90° DUPLICATING AID**  
Art.: 134725000

**SD-LV 30° DUPLICATING AID**  
Art.: 134735000

**SD-FRICTION ELEMENT PLASTICS**  
Art.: 134725300

## CPA-Geschiebe / CPA-Attachments



Das CPA-Geschiebe ist ein extrakoronales, inaktives Gleit- und Verbindungsgeschiebe. Die Patrize wie auch die Matrize haben den Parallelhalter integriert, der ein leichtes Platzieren ermöglicht. Das konische CPA-Geschiebe eignet sich für festsitzende Kronen- und Brücken mit nicht parallelen Pfeilerzähnen sowie für abnehmbare Teilprothesen in Verbindung mit einer Fräsung.

### Vorteile

- | Preiswertes Kunststoffgeschiebe
- | Auch in umgekehrter Position zu verarbeiten
- | Gleichzeitiges Gießen von Primär- und Sekundärkonstruktion
- | Konische Form verdrehsicher

The CPA-Attachment is an extracoronary inactive slide connection attachment. Male and female both have an integrated rod which serves as a paralleling aid thus making application easy. The conical CPA-Attachment can be used for fixed bridges that do not have parallel preparations or for removable structures combined with a special milling.


### Advantages

- | Inexpensive
- | Can be adapted in two directions
- | Both primary and secondary structure can be cast at the same time
- | No rotation due to conical shape

CPA-GESCHIEBE  
Art.: 3114

CPA-ATTACHMENT  
Art.: 3114

## OM-Geschiebe / OM-Attachments



Das OM-Geschiebe ist ein kleines intrakoronales, inaktives, zylindrisches Gleitgeschiebe aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff. Die Patrize wie auch die Matrize haben den Parallelhalter integriert, der ein leichtes Platzieren ermöglicht. Der Einsatz des OM-Geschiebes ist vorwiegend für Brückenteilung und durch seine geringe Baugröße speziell im Frontzahnbereich angebracht.

### Vorteile

- | Preiswertes Kunststoffgeschiebe
- | Auch in umgekehrter Position zu verarbeiten
- | Gleichzeitiges Gießen von Primär- und Sekundärkonstruktion
- | Hervorragender Einsatz im Frontzahngebiet

The OM-Attachment is a small intracoronary inactive cylinder slide attachment made of burn-out plastics. It is closed to the gingival area. Male and female both have an integrated rod which serves as a paralleling aid thus making application easy. The OM-Attachment can be used for fixed bridge segmentations especially in the anterior area due to its small dimensions.

### Advantages

- | Inexpensive
- | Can be adapted in two directions
- | Both primary and secondary structure can be cast at the same time
- | Especially for use in the anterior area

OM-GESCHIEBE INKL.  
KERAMIK-SPACER,  
Ø 1,3 MM  
Art.: 3020

OM-ATTACHMENT  
INCL. CERAMIC  
SPACER, Ø 1.3 MM  
Art.: 3020

KERAMIK-SPACER  
Ø 1,3 MM  
Art.: 3020K

CERAMIC SPACER,  
Ø 1.3 MM  
Art.: 3020K

OM-GESCHIEBE INKL.  
KERAMIK-SPACER  
Ø 1,0 MM  
Art.: 3021

OM-ATTACHMENT  
INCL. CERAMIC  
SPACER, Ø 1.0 MM  
Art.: 3021

KERAMIK-SPACER  
Ø 1,0 MM  
Art.: 3021K

CERAMIC SPACER  
Ø 1.0 MM  
Art.: 3021K

## ROD-Attachments / ROD-Attachments

Das ROD-Attachment ist ein starres, extrakoronales Gleitgeschiebe. Der Patrizienstab besteht aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff. Die Matrize ist aus einem dauerelastischen, hochpräzisen Kunststoff gefertigt. Sie ist leicht austauschbar.


### Vorteile

- Parallelhalter im Patrizienstab integriert
- Matrizen leicht austauschbar
- Matrizen mit unterschiedlichem Innendurchmesser für eine individuelle Friktion
- Preiswertes Geschiebe für Teilprothesen
- Eingießbare oder anlötbare INOX-Außenhülsen gewähren einen exakten Sitz der Matrizen

The ROD-Attachment is a rigid, extra coronal slide attachment. The male is made of burn-out plastics and can be therefore cast in nearly every alloy. The female is made of a highly elastic and precise acrylic material. The female is easy to replace.

### Advantages

- Male with rod serving as paralleling aid
- Females are easy to replace
- Females with different inner diameters for different degrees of friction
- Inexpensive attachment for partial dentures
- Castable or solderable INOX housings guarantee exact fit of the females



**SET ROD-ATTACHMENT KOMPLETT**  
Art.: 86380

**SET ROD-ATTACHMENT COMPL.**  
Art.: 86380



**FREE ROD-PATRIZE**  
Art.: 89400

**FREE ROD MALE**  
Art.: 89400



**SET ROD-ATTACHMENT KOMPLETT, OHNE EINDRÜCKSTIFT**  
Art.: 86380/1

**SET ROD-ATTACHMENT COMPL. WITHOUT INSERTION TOOL**  
Art.: 86380/1



**FREE ROD-PARALLELHALTER**  
Art.: 89401

**FREE ROD PARALLELING TOOL**  
Art.: 89401



**SET ROD-ATTACHMENT, D.V., KOMPLETT**  
Art.: 89100

**SET ROD-ATTACHMENT ELONGATED TO DISTAL, COMPL.**  
Art.: 89100



**UNIVERSALREITER Ø INNEN 1,8 MM**  
Art.: 86378

**FEMALE Ø INNER 1.8 MM**  
Art.: 86378



**SET ROD-ATTACHMENT, DISTAL VERLÄNGERT, KOMPLETT, OHNE EINDRÜCKSTIFT**  
Art.: 89301

**SET ROD-ATTACHMENT ELONGATED TO DISTAL COMPL. WITHOUT INSERTION TOOL**  
Art.: 89301



**UNIVERSALREITER Ø INNEN 1,9 MM**  
Art.: 69975

**FEMALE Ø INNER 1.9 MM**  
Art.: 69975



**SET-FREE ROD-ATTACHMENT KOMPLETT**  
Art.: 86380/3

**SET-FREE ROD-ATTACHMENT COMPL.**  
Art.: 86380/3



**UNIVERSALREITER Ø INNEN 1,6 MM**  
Art.: 86374

**FEMALE Ø INNER 1.6 MM**  
Art.: 86374



**SET-FREE ROD-ATTACHMENT KOMPLETT, OHNE PARALLELHALTER**  
Art.: 86380/4

**SET-FREE ROD-ATTACHMENT COMPL. WITHOUT PARALLELING TOOL**  
Art.: 86380/4



**UNIVERSALREITER Ø INNEN 1,5 MM**  
Art.: 86375

**FEMALE Ø INNER 1.5 MM**  
Art.: 86375



**PROFILSTAB**  
Art.: 69977

**MALE**  
Art.: 69977



**UNIVERSALREITER Ø INNEN 1,4 MM**  
Art.: 86376

**FEMALE Ø INNER 1.4 MM**  
Art.: 86376



**PROFILSTAB DISTAL VERLÄNGERT**  
Art.: 89300

**MALE ELONGATED TO DISTAL**  
Art.: 89300



**AUSSENHÜLSE TITAN**  
Art.: 86373/1T

**TITANIUM HOUSING**  
Art.: 86373/1T



**AUSSENHÜLSE INOX**  
Art.: 86373/1


**INOX HOUSING**  
Art.: 86373/1



**EINDRÜCKSTIFT**  
Art.: 69978

**INSERTION TOOL**  
Art.: 69978

# BAR-Connector-System / BAR-Connector-System



Das BAR-Connector-System besteht aus rückstandsfrei verbrennbaren, unterschiedlich geformten Stegen, Platzhaltern und Reitern aus dauerelastischem, hochpräzisem Kunststoff sowie einem Eindrückstift. Das System ist vielfältig einsetzbar z. B.: für implantatgetragenen Zahnersatz, Schalt-, Teil- und Hybridprothesen, speziell bei stark reduziertem Lückengebiss.

## Vorteile

- Einsetzbar mit allen Dentallegierungen
- Preiswertes Haltesystem
- Leicht austauschbare Stegreiter mit unterschiedlichem Innendurchmesser für eine individuelle Friktion
- INOX-Außenhülsen können direkt in den Prothesenkunststoff einpolymerisiert werden und gewähren einen exakten Sitz der Reiter
- Außenhülsen auch in Titan lieferbar

The BAR-Connector-System consists of differently profiled bars made of burn-out plastics, spacers and females made of a highly elastic and precise acrylic material as well as an insertion tool. It has a wide application range, e.g.: implant supported dentures, interdental (insertion), partial and cover-dentures, especially in cases of partial edentulousness.

## Advantages

- Can be used with any kind of alloy
- Inexpensive
- Easily exchangeable females with different inner diameters for different degrees of friction
- INOX housings can be polymerized directly into the prosthesis for a perfect fit of the females
- Metal housings also available in titanium



**BAR-CONNECTOR SET 1, STARR**  
Art.: 86379



**BAR-CONNECTOR SET 1, RESI.**  
Art.: 86377



**BAR-CONNECTOR SET 2, STARR**  
Art.: 69968



**BAR-CONNECTOR SET 2, RESI.**  
Art.: 69969



**BAR-CONNECTOR SET 3, STARR**  
Art.: 69970



**BAR-CONNECTOR SET 3, RESI.**  
Art.: 69971



**PROFILSTEG**  
Art.: 69972



**TROPFENSTEG**  
Art.: 69973



**RUNDSTEG**  
Art.: 69974



**UNIVERSALREITER,**  
Ø INNEN 1,8 MM  
Art.: 86378

**BAR-CONNECTOR SET 1, RIGID**  
Art.: 86379

**BAR-CONNECTOR SET 1, RESI.**  
Art.: 86377

**BAR-CONNECTOR SET 2, RIGID**  
Art.: 69968

**BAR-CONNECTOR SET 2, RESI.**  
Art.: 69969

**BAR-CONNECTOR SET 3, RIGID**  
Art.: 69970

**BAR-CONNECTOR SET 3, RESI.**  
Art.: 69971

**PROFILED BAR**  
Art.: 69972

**DROP SHAPED BAR**  
Art.: 69973

**ROUND BAR**  
Art.: 69974

**FEMALE**  
Ø INNEN 1,8 MM  
Art.: 86378



**UNIVERSALREITER**  
Ø INNEN 1,9 MM  
Art.: 69975



**UNIVERSALREITER**  
Ø INNEN 1,6 MM  
Art.: 86374



**UNIVERSALREITER**  
Ø INNEN 1,5 MM  
Art.: 86375



**UNIVERSALREITER**  
Ø INNEN 1,4 MM  
Art.: 86376



**PLATZHALTER**  
Art.: 69976



**AUSSENHÜLSE TITAN**  
Art.: 86373/1T



**AUSSENHÜLSE INOX**  
Art.: 86373/1



**EINDRÜCKSTIFT**  
Art.: 69978

**FEMALE**  
Ø INNEN 1.9 MM  
Art.: 69975

**FEMALE**  
Ø INNEN 1.6 MM  
Art.: 86374

**FEMALE**  
Ø INNEN 1.5 MM  
Art.: 86375

**FEMALE**  
Ø INNEN 1.4 MM  
Art.: 86376

**SPACER**  
Art.: 69976

**TITANIUM HOUSING**  
Art.: 86373/1T

**INOX HOUSING**  
Art.: 86373/1

**INSERTION TOOL**  
Art.: 69978

## Kugellanker horizontal / Ball anchors horizontal

Der Kugellanker ist ein preiswertes und leicht zu verarbeitendes Halteelement, das sich durch seinen vielseitigen Einsatz auszeichnet. Die Matrizen sind aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff und somit in allen Legierungen zu verarbeiten. Die Matrizen sind aus dauerelastischem Kunststoff und austauschbar. Die Kugellanker horizontal normal haben einen Kugeldurchmesser von 2,5 mm, die Kugellanker horizontal mikro von 1,8 mm.

Die Kugellanker sind jeweils als abgerundeter Steg, als gerader Steg oder als Einzelanker erhältlich. Die Matrizen sind in vier verschiedenen Friktionsgraden und auch in Verbindung mit einem eingießbaren INOX-Gehäuse erhältlich. Der Anwendungsbereich reicht vom extrakoronaren Halteelement über den Einsatz bei Stegkonstruktionen bis hin zur Anwendung bei Implantaten.

### Vorteile



- Preiswertes Halteelement
- Leicht zu verarbeiten
- Vielseitiger Einsatz
- Mit allen Legierungen zu verarbeiten

The Ball anchor horizontal is an inexpensive retaining element, easy to handle and distinguished by a wide range of applications. The standard Ball anchor horizontal has a diameter of 2.5 mm, the Ball anchor horizontal micro has a diameter of 1.8 mm. The Ball anchors are available as rounded or straight bars as well as singles, made of burn-out plastics and can therefore be used with all dental alloys.

Ball anchor horizontal females are made of a permanently elastic acrylic material. They are available in four different degrees of friction and exchangeable. They can also be used in combination with a castable INOX housing. The scope of application reaches from the extracoronary retaining element to a bar attachment as well as retaining element on implants.

### Advantages

- Inexpensive
- Easy application
- Can be used with all alloys
- Wide application range



DIE DETAILLIERTE  
ARTIKELLISTE KANN SE-  
PARAT ANGEFORDERT  
ODER HIER HERUNTER-  
GELADEN WERDEN:

THE DETAILED ARTICLE  
LIST IS AVAILABLE ON  
REQUEST OR CAN BE  
DOWNLOADED HERE:

[www.servo-dental.de](http://www.servo-dental.de)

## Servo 3 / Servo 3



Servo 3 ist ein Kugellanker für Hybrid-Prothesen mit einem aktivierbaren Matrize. Die Matrize ist aus Silber-Palladium hergestellt und mit Retentionen versehen. Die Patrize (Kugel Ø 1,7 mm) besteht entweder aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff oder aus HSL zum Angießen an Edelmetall-Legierungen. Jedes Geschiebe wird mit einem Platzhalter und einem Silikonring geliefert.

### Vorteile

- | Einfache Anwendung
- | Preiswert
- | Kleine Abmessungen
- | Aktivierbar

Servo 3 is a retentive ball anchor mainly for cover dentures with a female which can be activated. The female is made of silver-palladium and has a retentive area for fixing into resin. The male (ball Ø 1.7 mm) is made either of burn-out plastics or HFA for casting to high and semi-precious alloys. Each attachment is delivered with a spacer and a silicon ring.

### Advantages

- | Easy application
- | Inexpensive
- | Small dimensions
- | Can be activated

SERVO 3 PATRIZE HSL KOMPLETT  
Art.: 3118

SERVO 3 PATRIZE KST KOMPLETT  
Art.: 3119

SERVO 3 MATRIZE  
Art.: 3120

SERVO 3 PATRIZE HSL  
Art.: 3121

SERVO 3 PATRIZE KST  
Art.: 3117

SERVO 3 PARALLELHALTER, KST  
Art.: 3122

SERVO 3 PARALLELHALTER, METALL, VERSTELLBAR  
Art.: 3124

SERVO 3 AKTIVIER- UND DEAKTIVIERINSTRUMENT  
Art.: 3123

SERVO 3 MODELLANALOG  
Art.: 3117A

SERVO 3 MALE HFA COMPLETE  
Art.: 3118

SERVO 3 MALE PLASTICS COMPLETE  
Art.: 3119

SERVO 3 FEMALE  
Art.: 3120

SERVO 3 MALE HFA  
Art.: 3121

SERVO 3 MALE PLASTICS  
Art.: 3117

SERVO 3 PARALLELING TOOL, PLASTICS  
Art.: 3122

SERVO 3 PARALLELING TOOL, METAL, ADJUSTABLE  
Art.: 3124

SERVO 3 ACTIVATING- AND DEACTIVATING INSTRUMENT  
Art.: 3123

SERVO 3 ANALOGUE FOR PLASTER MODEL  
Art.: 3117A

## Kugelanker vertikal / Ball anchors vertical

Der Kugelanker vertikal ist ein preiswertes und leicht zu verarbeitendes Halteelement, das sich durch seinen vielseitigen Einsatz auszeichnet. Die Patrizen sind aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff und somit in allen Legierungen zu verarbeiten. Die Matrizen sind aus dauerelastischem Kunststoff und austauschbar. Die Kugelanker vertikal haben einen Kugeldurchmesser von 1,8 mm und sind in Standardausführung und in langer Ausführung erhältlich. Sie sind darüber hinaus mit einer speziellen Verdrehsicherung versehen. Außerdem ist eine horizontale Verlängerung mit integriertem Schubverteiler optional anzubringen. Die Matrizen sind in drei verschiedenen Friktionsgraden und auch in Verbindung mit einem eingießbaren INOX-Gehäuse erhältlich. Der Anwendungsbereich reicht vom extrakoronaren Halteelement über den Einsatz bei Stegkonstruktionen bis hin zur Anwendung bei Implantaten.



### Vorteile

- | Preiswertes Halteelement
- | Leicht zu verarbeiten
- | Vielseitiger Einsatz
- | Mit allen Legierungen zu verarbeiten

The Ball anchor vertical is an inexpensive retaining element, easy to handle and distinguished by a wide range of applications. The Ball anchor vertical has a diameter of 1.8 mm. The anchors are available in standard as well as a long version made of burn-out plastics and can therefore be used with all dental alloys. A protection against distortion has been especially integrated. As an option a horizontal extension with integrated stress breaker is available. Ball anchor vertical females are made of a permanently elastic acrylic material. They are available in three different degrees of friction and exchangeable. They can also be used in combination with a castable INOX housing. The scope of application reaches from the extracoronary retaining element to a bar attachment as well as retaining element on implants.

### Advantages

- | Inexpensive
- | Easy application
- | Wide application range
- | Can be used with all alloys



DIE DETAILLIERTE  
ARTIKELLISTE KANN SE-  
PARAT ANGEFORDERT  
ODER HIER HERUNTER-  
GELADEN WERDEN:

THE DETAILED ARTICLE  
LIST IS AVAILABLE ON  
REQUEST OR CAN BE  
DOWNLOADED HERE:

[www.servo-dental.de](http://www.servo-dental.de)

## Servo 2 / Servo 2



Servo 2 ist ein extrakoronales Frik-tions- und Gleitgeschiebe für Teilprothesen. Die Patrize (Kugel Ø 1,7 mm) ist entweder aus rückstandsfrei verbrennbarem Kunststoff oder HSL zum Angießen an Edelmetall-Legierungen. Die Matrize besteht aus einem hochwertigen Kunststoff und ist austauschbar.

Servo 2 is an extra-coronal frictional slide attachment for removable prosthetics. The male (ball Ø 1.7 mm) is made either of burn-out plastics or HFA for casting to high and semi-precious alloys. The female is made of a high quality acrylic material and is exchangeable.

### Vorteile

- | Einfache Anwendung
- | Preiswert
- | Kleine Abmessungen

### Advantages

- | Easy application
- | Inexpensive
- | Small dimensions

SERVO 2 PATRIZE KST, KOMPLETT  
Art.: 3115

SERVO 2 PATRIZE HSL, KOMPLETT  
Art.: 3116

SERVO 2 PATRIZE KST  
Art.: 3117

SERVO 2 PATRIZE HSL  
Art.: 3121

SERVO 2 MATRIZE  
Art.: 3117/1

SERVO 2 PARALLELHALTER, KST  
Art.: 3122

SERVO 2 PARALLELHALTER,  
METALL, VERSTELLBAR  
Art.: 3124

SERVO 2 MALE PLASTICS, COMPLETE  
Art.: 3115

SERVO 2 MALE HFA, COMPLETE  
Art.: 3116

SERVO 2 MALE PLASTICS  
Art.: 3117

SERVO 2 MALE HFA  
Art.: 3121

SERVO 2 FEMALE  
Art.: 3117/1

SERVO 2 PARALLELING TOOL, PLASTICS  
Art.: 3122

SERVO 2 PARALLELING TOOL, METAL,  
ADJUSTABLE  
Art.: 3124

## Snap-Riegel / Snap-In latch

Der Snap-Riegel ist ein extrakoronales Halte-, Stütz- und Verbindungselement für partielle Prothesen sowie für Suprakonstruktionen auf Implantaten.

### Vorteile

- Der extrakoronale Snap-Riegel rastet automatisch in seiner Endposition ein
- Die Entriegelung erfolgt durch leichten Druck auf die Achse, die daraufhin entrastet. Die Prothese kann dadurch entfernt werden, ohne dass die Riegelachse gedrückt gehalten werden muss

The Snap-In latch is an extra coronal stabilizing and connecting element for partials as well as implant superstructures.

### Advantages

- The extra coronal Snap-In latch locks into place automatically
- Light pressure on the axis is sufficient to unlock the latch. The prothesis can then be removed without having to touch the latch again




DIE DETAILLIERTE  
ARTIKELLISTE KANN SE-  
PARAT ANGEFORDERT  
ODER HIER HERUNTER-  
GELADEN WERDEN:

THE DETAILED ARTICLE  
LIST IS AVAILABLE ON  
REQUEST OR CAN BE  
DOWNLOADED HERE:

[www.servo-dental.de](http://www.servo-dental.de)

## Snap-Slot-Riegel / Snap-Slot latch



Der Snap-Slot Riegel ist ein starres extrakoronales Halte-, Stütz- und Verbindungselement für partielle Prothesen, unilaterale Freiendprothesen, implantatgetragene Suprakonstruktionen und geteilte Brückenkonstruktionen.

### Vorteile

Der Snap-Slot-Riegel besteht lediglich aus drei Hauptbauteilen (Primärteil, Gehäuse und Achse) bei einer Bauhöhe von nur 3,7 mm

The Snap-Slot latch is a rigid extra coronal stabilizing and connecting element for partials, unilateral partials, implant superstructures as well as for split- and removable bridge work.

### Advantage

The Snap-Slot latch consists of only three main parts (primary part, housing and axis) with an overall height of only 3.7 mm



**STARTER SET SNAP SLOT RIEGEL  
HSL-PRIMÄRTEIL**  
Art.: 7800



**STARTER SET SNAP SLOT RIEGEL  
NEM-PRIMÄRTEIL**  
Art.: 7810



**SNAP SLOT RIEGEL KOMPL.  
HSL-PRIMÄRTEIL**  
Art.: 7830



**SNAP SLOT RIEGEL KOMPL.  
NEM-PRIMÄRTEIL**  
Art.: 7840



**PRIMÄRTEIL HSL**  
Art.: 7811



**PRIMÄRTEIL NEM**  
Art.: 7821



**ACHSE AG/PD**  
Art.: 7812



**GEHÄUSE TITAN**  
Art.: 7813



**DUBLIERGEHÄUSE UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (DICKER KOPF)**  
Art.: 7814

**STARTER SET SNAP SLOT LATCH  
HFA PRIMARY PART**  
Art.: 7800

**STARTER SET SNAP SLOT LATCH  
NON-PRECIOUS PRIMARY PART**  
Art.: 7810

**SNAP SLOT LATCH KOMPL.  
HFA-PRIMARY PART**  
Art.: 7830

**SNAP SLOT LATCH KOMPL.  
NON-PRECIOUS PRIMARY PART**  
Art.: 7840

**HFA PRIMARY PART**  
Art.: 7811

**NON-PRECIOUS PRIMARY PART**  
Art.: 7821

**AXIS AG/PD**  
Art.: 7812

**TITANIUM HOUSING**  
Art.: 7813

**DUPLICATING AID AND THICK HEAD SCREW**  
Art.: 7814



**KLEBEACHSE UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (FLACHER KOPF)**  
Art.: 7815



**POLYMERISIERHÜLSEN UND FIXIERACHSEN**  
Art.: 7816



**PATIENTENSCHLÜSSEL**  
Art.: 7817



**PARALLELHALTER**  
Art.: 7818

**AUXILIARY AXIS AND FLAT HEADED SCREW**  
Art.: 7815

**POLYMERISATION SLEEVES AND FIXING AXES**  
Art.: 7816


**UNLOCKING PIN FOR THE PATIENT**  
Art.: 7817

**PARALLELING TOOL**  
Art.: 7818

## TeleClick / TeleClick

TeleClick ist ein intrakoronales Halteelement für Konus- und Teleskopkronen sowie friktionslose Marburger Doppelkronen. Ebenfalls geeignet für implantatgetragene Stegarbeiten. TeleClick besteht für Edelmetall- und edelmetallreduzierte Legierungen aus HSL, für NEM-Legierungen aus Platin-Iridium.

TeleClick is an intra-coronal retaining element for conus and telescopic crowns. It is also suitable for implant-supported bar overdentures. TeleClick for precious and semi-precious alloys is made of HFA and for non-precious alloys it is made of Pt/Ir.



### Vorteile

- Äußerst geringer Platzbedarf (Bauhöhe 3,0 mm, Einbautiefe Patrizie/Matrize je 0,5 mm)
- Garantiertes Sicherheitsgefühl des Patienten durch hörbares Einklicken in der Endposition des Zahnersatzes
- Definierte Abzugskraft: 5,2 N
- Leichtes Austauschen der Feder durch einen Federentferner

### Advantages

- Small dimensions (height 3.0 mm, depth male/female 0.5 mm each)
- Confident patient due to click that secures the denture in the final position
- Predefined removal force: 5.2 N
- Exchanging the spring is made easy by using the spring remover



**STARTER SET  
TELECLICK, STARR,  
PT/IR**  
Art.: 138011200



**STARTER SET  
TELECLICK, RESI., PT/IR**  
Art.: 138021200



**STARTER SET  
TELECLICK, STARR, HSL**  
Art.: 138031300



**STARTER SET  
TELECLICK, RESI., HSL**  
Art.: 138041300



**SET TELECLICK, STARR,  
PT/IR, KOMPLETT**  
Art.: 138501200



**SET TELECLICK, RESI.,  
PT/IR, KOMPLETT**  
Art.: 138511200



**SET TELECLICK, STARR,  
HSL, KOMPLETT**  
Art.: 138501300



**SET TELECLICK, RESI.,  
HSL, KOMPLETT**  
Art.: 138511300



**TELECLICK-MATRIZE,  
RESI., PT/IR, EINZELN**  
Art.: 138121200

**STARTERSET TELECLICK  
RIGID, PT/IR**  
Art.: 138011200

**STARTERSET TELECLICK  
RESI., PT/IR**  
Art.: 138021200

**STARTERSET TELECLICK  
RIGID, HFA**  
Art.: 138031300

**STARTERSET TELECLICK  
RESI., HFA**  
Art.: 138041300

**SET TELECLICK RIGID,  
PT/IR, COMPLETE**  
Art.: 138501200

**SET TELECLICK RESI.,  
PT/IR, COMPLETE**  
Art.: 138511200

**SET TELECLICK RIGID,  
HFA, COMPLETE**  
Art.: 138501300

**SET TELECLICK RESI.,  
HFA, COMPLETE**  
Art.: 138511300

**SD TELECLICK FEMALE  
RESI., PT/IR, SINGLE**  
Art.: 138121200



**TELECLICK-MATRIZE, RESI., HSL,  
EINZELN**  
Art.: 138121300



**TELECLICK-MATRIZE, STARR,  
PT/IR, EINZELN**  
Art.: 138131200



**TELECLICK-MATRIZE, STARR,  
HSL, EINZELN**  
Art.: 138131300



**TELECLICK-PATRIZE, PT/IR,  
EINZELN**  
Art.: 138141200



**TELECLICK-PATRIZE, HSL, EINZELN**  
Art.: 138141300



**TELECLICK-GOLDFEDER**  
Art.: 138784200



**TELECLICK-PARALLELHALTER**  
Art.: 138593100



**TELECLICK-FEDERENTFERNER**  
Art.: 138953100



**TELECLICK-KUNSTSTOFFSTEGE**  
Art.: 138865000

**TELECLICK FEMALE RESI., HFA,  
SINGLE**  
Art.: 138121300

**TELECLICK FEMALE  
RIGID, PT/IR, SINGLE**  
Art.: 138131200

**TELECLICK FEMALE  
RIGID, HFA, SINGLE**  
Art.: 138131300

**TELECLICK MALE PT/IR, SINGLE**  
Art.: 138141200

**TELECLICK MALE HFA, SINGLE**  
Art.: 138141300

**TELECLICK GOLD SPRING**  
Art.: 138784200

**TELECLICK PARALLELING TOOL**  
Art.: 138593100

**TELECLICK SPRING REMOVER**  
Art.: 138953100

**TELECLICK PLASTIC BARS**  
Art.: 138865000

## Kugel-Wurzelstifte aus Kunststoff / Plastic pivots



Die Kugel-Wurzelstifte dienen der Fixierung von Hybrid- und Teilprothesen. Sie sind in den Varianten „mikro“ oder „normal“ und in verschiedenen Längen erhältlich. Kugel-Wurzelstifte „normal“ haben einen Kugeldurchmesser von 2,5 mm, Kugel-Wurzelstifte in der Ausführung „mikro“ einen Kugeldurchmesser von 1,8 mm. Alle Kugel-Wurzelstifte bestehen aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff.

### Vorteile

- Preiswert
- Mit allen Legierungen zu verarbeiten

### Advantages

- Inexpensive
- Can be used with nearly every alloy

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, NORMAL (7 MM) SCHWARZ  
Art.: 340077503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, NORMAL (9 MM) ROT  
Art.: 340087503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, NORMAL (10 MM) GRÜN  
Art.: 340097503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, NORMAL (12 MM) WEISS  
Art.: 340107503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, NORMAL (14 MM) GELB  
Art.: 340117503

PLASTIC PIVOTS NORMAL SIZE, BLACK, (7 MM)  
Art.: 340077503

PLASTIC PIVOTS NORMAL SIZE, RED, (9 MM)  
Art.: 340087503

PLASTIC PIVOTS NORMAL SIZE, GREEN, (10 MM)  
Art.: 340097503

PLASTIC PIVOTS NORMAL SIZE, WHITE, (12 MM)  
Art.: 340107503

PLASTIC PIVOTS NORMAL SIZE, YELLOW, (14 MM)  
Art.: 340117503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, MIKRO (7 MM) SCHWARZ.  
Art.: 340127503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, MIKRO (9 MM) ROT  
Art.: 340137503

KUGEL-WURZELSTIFT, KUNSTSTOFF, MIKRO (10 MM) GRÜN  
Art.: 340147503

PLASTIC PIVOTS MICRO SIZE, BLACK, (7 MM)  
Art.: 340127503

PLASTIC PIVOTS MICRO SIZE, RED, (9 MM)  
Art.: 340137503

PLASTIC PIVOTS MICRO SIZE, GREEN, (10 MM)  
Art.: 340147503

## Tele-Fit / Tele-Fit

Tele-Fit Friktionsteile werden bei Teleskop- und Konuskronen eingesetzt, um verloren gegangene Friktion wiederherzustellen. Sie sind aus einem hochpräzisen Kunststoff gefertigt und in zwei Stärken lieferbar.



### Vorteile

- | Einfache Verarbeitung
- | Leicht auswechselbar
- | Preiswert

Tele-Fit friction elements are used to restore lost friction in conus and telescopic crowns. Tele-Fit friction elements are made of highly precise acrylic material and are available in two sizes.

### Advantages

- | Easy application
- | Easy to replace
- | Inexpensive



**SET TELE-FIT, KOMPLETT**  
Art.: 9880

**TELE-FIT 0,10 MM**  
Art.: 9881

**TELE-FIT 0,15 MM**  
Art.: 9882

**TELE-FIT-SPIRALBOHRER**  
Art.: 9883

**TELE-FIT-ZENTRIERBOHRER**  
Art.: 9884

**TELE-FIT, HARTMETALL-BOHRER**  
Art.: 9885

**SET TELE-FIT, COMPLETE**  
Art.: 9880

**TELE-FIT 0,10 MM**  
Art.: 9881


**TELE-FIT 0,15 MM**  
Art.: 9882

**TELE-FIT TWIST DRILL**  
Art.: 9883

**TELE-FIT CENTER DRILL**  
Art.: 9884

**TELE-FIT CARBIDE DRILL**  
Art.: 9885

## Tele-Grip / Tele-Grip



Tele-Grip-Friktionsteile werden eingesetzt, um die Friktion bei Teleskop- und Konuskronen zu beeinflussen. Sie sind aus einem dauerelastischen, hochpräzisen Kunststoff hergestellt, in den eine Friktionsschraube eingearbeitet ist.


Tele-Grip friction elements are used to influence the friction of conus and telescopic crowns. Tele-Grip friction elements are made of permanently elastic and highly precise acrylic material with an integrated activating screw.

### Vorteile

- | Einfache Verarbeitung
- | Leicht auswechselbar
- | Preiswert

### Advantages

- | Easy application
- | Easy to replace
- | Inexpensive



**SET TELE-GRIP, KOMPLETT**  
Art.: 9875

**TELE-GRIP AKTIVIERTEIL, EINZELN**  
Art.: 9874/1

**SET TELE-GRIP, COMPLETE**  
Art.: 9875

**TELE-GRIP ACTIVATING ELEMENT, SINGLE**  
Art.: 9874/1

**TELE-GRIP-DUBLIER-HILFSTEIL, EINZELN**  
Art.: 9873/1

**TELE-GRIP-EINDRÜCK-STIFT**  
Art.: 9872

**TELE-GRIP DUPLICATING AID, SINGLE**  
Art.: 9873/1

**TELE-GRIP INSERTION TOOL**  
Art.: 9872

## First-Tray / First-Tray

### Lichthärtendes Löffelmaterial

First-Tray ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten OK-Basisplatten, zur Herstellung von verwindungssteifen individuellen Abformlöffeln und Bisschablonen und weiteren Indikationen. First-Tray kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden. Die Basisplatten werden in einer wieder verwendbaren Lichtschutzdose geliefert, die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist.

#### Vorteile:

- | Lichthärtendes, individuelles Löffelmaterial auf Hybridcomposit-Basis
- | Hervorragende und stets gleichbleibende Materialeigenschaften
- | Sauberes und schnelles Verarbeiten
- | Überschüssiges Material lässt sich problemlos wiederverwenden

### Light curing tray custom material

First-Tray is a light curing tray material in form of prefabricated, upper baseplates to make rigid, custom impression trays and bite plates, as well as for other indications. First-Tray can be cured in all ultraviolet and halogen light curing units. The baseplates are supplied in a re-usable light-proof box which can be used for transporting or storing models etc.

#### Advantages:

- | Light curing custom tray material, based on hybridcomposite
- | Excellent and always same properties
- | Clean and fast workout
- | Surplus material can be re-used for other works without any problems



FIRST-TRAY, ROSA  
(50 STCK.)  
Art.: 2810003

FIRST-TRAY, PINK  
(50 PCS.)  
Art.: 2810003

FIRST-TRAY, BLAU (50 STCK.)  
Art.: 2810020  
FIRST-TRAY, NATUR (50 STCK.)  
Art.: 2810034

FIRST-TRAY, BLUE (50 PCS.)  
Art.: 2810020  
FIRST-TRAY, NATURAL (50 PCS.)  
Art.: 2810034

## Servo-Sil 70 / Servo-Sil 70

Servo-Sil 70 ist ein additionsvernetztes 1:1 Knetsilikon zur universellen Anwendung im zahntechnischen Labor (Shorehärte 70).

#### Vorteile:

- | Exakte Detailwiedergabe
- | Hohe Dimensionsstabilität
- | Einfache und saubere Verarbeitung
- | Kochfest

Servo-Sil 70 is an addition-curing 1:1 kneading silicone for universal use in the dental laboratory (Shore hardness 70).

#### Advantages:

- | Exact reproduction of all details
- | High dimension stability
- | Simple and clean in processing
- | Boil-proof



SERVO-SIL 70, SET:  
KOMPONENTE A & B  
(JE 1 KG)  
Art.: 2000600

SERVO-SIL 70, SET:  
COMPONENT A & B  
(1 KG EACH)  
Art.: 2000600

SERVO-SIL 70, SET:  
KOMPONENTE A & B (JE 5 KG)  
Art.: 2000605  
SERVO-SIL 70, SET:  
KOMPONENTE A & B (JE 7,5 KG)  
Art.: 2000610

SERVO-SIL 70, SET:  
COMPONENT A & B (5 KG EACH)  
Art.: 2000605  
SERVO-SIL 70, SET:  
COMPONENT A & B (7.5 KG EACH)  
Art.: 2000610

## Servo-Norm / Servo-Norm



Servo-Norm ist eine phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für die gesamte Kronen- und Brückentechnik, die den Ansprüchen moderner Zahntechnik in jeder Hinsicht gerecht wird. Aufgrund der außergewöhnlich feinen Kornzusammensetzung lassen sich seidenglatte Gussoberflächen erzielen.

Servo-Norm is a phosphate bonded precision investment for crown and bridge techniques meeting all requirements of modern dental technology. Thanks to its remarkably fine grain composition, silky, smooth casted surfaces are achieved.

### Vorteile

- Hervorragende chemische und physikalische Eigenschaften für alle Edelmetall- und NEM-Legierungen
- Einstellbare Expansion für jeden Legierungstyp über die entsprechende Flüssigkeitskonzentration
- Hohe Wiedergabegenauigkeit
- Ultrafeines Korngefüge und thermische Stabilität garantieren fehlerfreie Gussoberflächen
- Ausreichende Verarbeitungsbreite und hervorragendes Fließvermögen
- Gussoberflächen bleiben glatt, da mit geringem Druck (0,5 bis 2,0 bar) abgestrahlt werden kann
- Gesamtexpansion von ca. 3,8 %

### Advantages

- Excellent chemical and physical properties for all precious and non-precious alloys
- Adjustable expansion for all kind of alloys through the concentration of the liquid
- Very precise reproduction
- Ultrafine grain composition and thermal stability guarantee perfect cast surfaces
- Sufficient time of processability and excellent flow properties
- Sand-blasting possible with low pressure (0.5 to 2.0 bar) in order not to damage the smooth surfaces and precision parts
- Total expansion of approx. 3.8%

SERVO-NORM (40 X 150 G),  
INKL. 1 L ANMISCHFLÜSSIGKEIT  
Art.: 2100006

SERVO-NORM (40 X 150 G)  
Art.: 2100000

SERVO-NORM – ANMISCH-  
FLÜSSIGKEIT (1 L)  
Art.: 2100001

SERVO-NORM – ANMISCH-  
FLÜSSIGKEIT (5 L)  
Art.: 2100005

SERVO-NORM (40 X 150 G), INCL.  
1 L MIXING LIQUID  
Art.: 2100006

SERVO-NORM (40 X 150 G)  
Art.: 2100000

SERVO-NORM – MIXING LIQUID (1 L)  
Art.: 2100001

SERVO-NORM – MIXING LIQUID (5 L)  
Art.: 2100005

SERVO-NORM 10 KG-  
EIMER  
Art.: 2100003

SERVO-NORM PROBE-  
PACKUNG  
Art.: 999930

SERVO-NORM BULK,  
10 KG  
Art.: 2100003

SERVO-NORM TRIAL  
PACKAGE  
Art.: 999930

## Servo-Quick / Servo-Quick

Servo-Quick ist eine phosphatgebundene, graphitfreie Speed-Einbettmasse, die für die gesamte Kronen- und Brückentechnik geeignet ist.

### Vorteile

- | Servo-Quick kann nach der Abbindezeit direkt in den auf Endtemperatur vorgeheizten Ofen gestellt werden
- | Keine aufwendige Aufheizung in Schritten notwendig

Servo-Quick is a phosphate-bonded, graphite-free speed investment for all crown and bridge techniques.

### Advantages

- | After setting time is over, Servo-Quick can be put directly into the oven, preheated to the desired final temperature
- | Heating up the oven in several steps is not necessary



SERVO-QUICK (30 X 150 G), INKL. 1 L ANMISCHFLÜSSIGKEIT  
Art.: 2100042

SERVO-QUICK (30 X 150 G)  
Art.: 2100040

SERVO-QUICK ANMISCHFLÜSSIGKEIT (1 L)  
Art.: 2100041

SERVO-QUICK (30 X 150 G), INCL. 1 L MIXING LIQUID  
Art.: 2100042

SERVO-QUICK (30 X 150 G)  
Art.: 2100040

SERVO-QUICK MIXING LIQUID (1 L)  
Art.: 2100041

SERVO-QUICK ANMISCHFLÜSSIGKEIT (5 L)  
Art.: 2100045

SERVO-QUICK 10 KG-EIMER  
Art.: 2100043

SERVO-QUICK PROBEPACKUNG  
Art.: 999920

SERVO-QUICK MIXING LIQUID (5 L)  
Art.: 2100045

SERVO-QUICK BULK, 10 KG  
Art.: 2100043

SERVO-QUICK TRIAL PACKAGE  
Art.: 999920

## Servo-Cast / Servo-Cast



Servo-Cast ist eine Modellgusseinbettmasse von höchster Präzision für alle Polyäther- und Silikon-Dubliermassen (Muffel-Endtemperatur ca. 850 bis 950°C).

### Vorteile

- | Exakte Reproduktion und höchste Wiedergabegenauigkeit durch speziellen Kornaufbau
- | Thermische Stabilität bei ca. 850 bis 950°C
- | Superglatte Gussoberflächen
- | Hervorragendes Fließverhalten und ausreichende Verarbeitungsbreite
- | Hohe Gasdurchlässigkeit
- | Perfekte Passung aller Modellgussarbeiten durch günstige Expansionswerte
- | Lässt sich leicht und weich ausbetten und hervorragend abstrahlen
- | Kein nachträgliches Glänzen mit Elektrolyten notwendig

Servo-Cast is a high-precision investment for model casting, suitable for all polyether and silicon duplicating materials (final muffle temperature approx. 850 to 950°C).

### Advantages

- | Exact reproduction and the highest precision thanks to a particular grain composition
- | Thermal stability at approx. 850 to 950°C
- | Extremely smooth surfaces
- | Excellent flow properties and sufficient time of processability
- | High gas permeability
- | Perfect fit of all model castings thanks to favorable expansion values
- | Easy and smooth devesting, sandblasting is possible with excellent results
- | No electrolytic polishing required

SERVO-CAST (100 X 200 G),  
INKL. 5 L ANMISCHFLÜSSIGKEIT  
Art.: 2100017

SERVO-CAST (100 X 200 G),  
INKL. 4 L ANMISCHFLÜSSIGKEIT  
Art.: 2100023

SERVO-CAST (50 X 200 G),  
INKL. 2 L ANMISCHFLÜSSIGKEIT  
Art.: 2100024

SERVO-CAST (100 X 200 G)  
Art.: 2100020

SERVO-CAST (50 X 200 G)  
Art.: 2100021

SERVO-CAST 10 KG-EIMER  
Art.: 2100018

SERVO-CAST ANMISCH-  
FLÜSSIGKEIT, (1 L)  
Art.: 2100022

SERVO-CAST (100 X 200 G),  
INKL. 5 L MIXING LIQUID  
Art.: 2100017

SERVO-CAST (100 X 200 G),  
INKL. 4 L MIXING LIQUID  
Art.: 2100023

SERVO-CAST (50 X 200 G),  
INKL. 2 L MIXING LIQUID  
Art.: 2100024

SERVO-CAST (100 X 200 G)  
Art.: 2100020

SERVO-CAST (50 X 200 G)  
Art.: 2100021

SERVO-CAST BULK, 10 KG  
Art.: 2100018

SERVO-CAST MIXING LIQUID (1 L)  
Art.: 2100022

SERVO-CAST AN-  
MISCHFLÜSSIGKEIT,  
(5 L)  
Art.: 2100025

SERVO-CAST PROBE-  
PACKUNG  
Art.: 999910

SERVO-CAST MIXING  
LIQUID (5 L)  
Art.: 2100025

SERVO-CAST TRIAL  
PACKAGE  
Art.: 999910

## Servo-Fix / Servo-Fix

Servo-Fix ist ein flüssiger Dentalkleber zum Kleben von Kunststoff- und Wachsflexetten in der Modellgusstechnik.

Servo-Fix is an adhesive for glueing all kinds of plastic and wax patterns in the field of model casting work.

Das Einbettmassemodell 10 bis 15 Minuten bei 120 bis 150° vortrocknen und anschließend Kleber auftragen.

Predry the refractory model for 10 to 15 minutes at 120 to 150°C and then apply the adhesive.

### Vorteile

- | Besitzt eine sehr gute Haftkraft
- | Verbrennt rückstandsfrei
- | Bildet keine Gussfahnen
- | Lässt sich gezielt auftragen

### Advantages

- | Excellent adhesive capacity
- | Burns out completely
- | Does not form casting lugs
- | Precise application



**SERVO-FIX**  
Art.: 2100027

**SERVO-FIX**  
Art.: 2100027

## Muffelvlies / Casting ring liner

Asbestfreie Muffelringeinlage aus Keramikfasern im praktischen Spenderkarton.

Casting ring liner, free of asbestos, made of ceramic fibers, comes in a practical dispenser box.

- | Länge: 25 m
- | Breite: 50 mm
- | Stärke: 1,0 mm

- | Length: 25 m
- | Width: 50 mm
- | Thickness: 1.0 mm



**MUFFELVLIES**  
Art.: 2100200

**CASTING RING LINER**  
Art.: 2100200

## Simply Blue / Simply Blue



Simply Blue ist ein additionsvernetzendes, hochelastisches und dünnflüssiges Dubliermaterial auf Silikon-Basis (Shorehärte 18).

Simply Blue is an addition-curing, highly elastic, low-viscosity duplicating material based on silicone (Shore hardness 18).

SILIKON-DUBLIERMATERIAL,  
KOMPONENTE A (1 KG)  
Art.: 2000101

SILICONE DUBLICATING MATERIAL,  
COMPONENT A (1 KG)  
Art.: 2000101

SILIKON-DUBLIERMATERIAL, KOMPONENTE B (1 KG)  
Art.: 2000501

SILICONE DUBLICATING MATERIAL, COMPONENT B (1 KG)  
Art.: 2000501

SILIKON-DUBLIERMATERIAL, KOMPONENTE A (6 KG)  
Art.: 2000105

SILICONE DUBICATING MATERIAL, COMPONENT A (6 KG)  
Art.: 2000105

SILIKON-DUBLIERMATERIAL, KOMPONENTE B (6 KG)  
Art.: 2000505

SILICONE DUBICATING MATERIAL, COMPONENT B (6 KG)  
Art.: 2000505

## Fit Control-Okklusions-Spray / Fit Control-Occlusion-Spray



Fit-Control-Okklusions-Spray ist ein Farbmarkierungsspray zum Prüfen von Kontakt- und Okklusionsflächen.

Fit-Control-Occlusion-Spray is for marking occlusal and approximal contact points.

### Vorteile

- | Leicht zu dosieren
- | Mit Wasser rückstandsfrei entfernbar
- | Lebensmittelecht

### Advantages

- | Easy to dose
- | Completely removable with water
- | Food safe

OKKLUSIONSSPRAY, SET (GRÜN, ROT, BLAU, WEISS)  
Art.: 2400000

OCCCLUSION SPRAY, SET (GREEN, RED, BLUE, WHITE)  
Art.: 2400000

OKKLUSIONSSPRAY, BLAU  
Art.: 2400030

OCCCLUSION SPRAY, BLUE  
Art.: 2400030

OKKLUSIONSSPRAY, GRÜN  
Art.: 2400010

OCCCLUSION SPRAY, GREEN  
Art.: 2400010

OKKLUSIONSSPRAY, WEISS  
Art.: 2400040

OCCCLUSION SPRAY, WHITE  
Art.: 2400040

OKKLUSIONSSPRAY, ROT  
Art.: 2400020

OCCCLUSION SPRAY, RED  
Art.: 2400020

## Spezialsägeblätter / Sawblades

Diese Sägeblätter zeichnen sich aufgrund eines speziellen Herstellungsverfahrens durch enorme Schnittleistung und längere Standzeiten aus.

Because of a special manufacturing technology the sawblades have an enormous cutting performance and a higher endurance.



SÄGEBLATT 75 X 0,25 X 3 MM  
(12 STCK.)  
Art.: 299110928

SAWBLADE 75 X 0.25 X 3 MM  
(12 PCS.)  
Art.: 299110928

SÄGEBLATT 75 X 0,20  
X 3 MM  
(12 STCK.)  
Art.: 299130928

SAWBLADE 75 X 0.20  
X 3 MM  
(12 PCS.)  
Art.: 299130928

SÄGEBLATT 75 X 0,25 X 3 MM  
(144 STCK.)  
Art.: 299120928

SAWBLADE 75 X 0.25 X 3 MM  
(144 PCS.)  
Art.: 299120928


SÄGEBLATT 75 X 0,20  
X 3 MM (144 STCK.)  
Art.: 299140928

SAWBLADE 75 X 0.20 X  
3 MM (144 PCS.)  
Art.: 299140928

SÄGEBOGEN  
(INKL. 1 SÄGEBLATT)  
Art.: 299169830

SAW FRAME  
(INCL. 1 SAW BLADE)  
Art.: 299169830

## Paracon / Paracon



Mit den Paracon-Verbindungssteilen ist es möglich, auf einfache Weise Sekundärteile von Teleskopkronen, Konuskronen und RS-Geschieben und den entsprechenden Modellguss zeitgleich und unabhängig voneinander anzufertigen.

### Vorteile

- Erhebliche Zeitersparnis bei der Herstellung von Kombinationsarbeiten
- Einsetzbar für die Klebe- und Löttechnik
- Einfache Verarbeitung
- Preiswerte Kunststoffteile

Using Paracon connection elements it is possible to easily produce secondary parts of telescopic crowns, conus crows and CS attachments as well as the corresponding metal structure at the same time.

### Advantages

- Extremely timesaving production of combination dentures
- Suitable for bonding and soldering technique
- Easy processing
- Inexpensive



**SET PARACON, KOMPLETT**  
Art.: 7500

**NACHFÜLLPACK PARACON**  
Art.: 7501

**SET PARACON, COMPLETE**  
Art.: 7500

**PARACON REFILL PACK**  
Art.: 7501

**PARACON SPIRALBOHRER**  
Art.: 7504

**PARACON HM-FRÄSER**  
Art.: 7505

**PARACON TWIST DRILL**  
Art.: 7504

**PARACON CARBIDE DRILL**  
Art.: 7505

## Modellsteck-System / Model plug system



Das Modellstecksystem unterstützt die Modellherstellung im Dentallabor. Es besteht aus Sockelformern sowie Steckern und Hülsen. Das System ermöglicht das sichere Fixieren und Entfernen von Gipsmodellen im Artikulator.

### Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Präzise
- Preiswert

The model plug system serves as an aid during the fabrication of plaster models in the dental laboratory. It consists of base formers as well as plugs and husks. The system enables the safe fixation and removal of plaster models on the articulator.

### Advantages

- Easy handling
- Precise
- Inexpensive

**SOCKLER OK, KLEIN**  
Art.: 111

**SOCKLER UK, KLEIN**  
Art.: 112

**SOCKLER OK, GROSS**  
Art.: 113

**BASE, UPPER JAW, SMALL**  
Art.: 111

**BASE, LOWER JAW, SMALL**  
Art.: 112

**BASE, UPPER JAW, LARGE**  
Art.: 113

**SOCKLER UK, GROSS**  
Art.: 114

**SOCKLER MIT REOKKLUDIERSTEG**  
Art.: 108

**STECKER**  
Art.: 102

**HÜLSEN**  
Art.: 103

**BASE, LOWER JAW, LARGE**  
Art.: 114

**BASE WITH REOCCUDATION BAR**  
Art.: 108

**PLUGS**  
Art.: 102

**HUSKS**  
Art.: 103

## Kunststoffretentionen / Plastic retentions

Kunststoffretentionen verbrennen rückstandsfrei und bieten dem Prothesenkunststoff eine sichere Verankerung mit dem Modellguss. Packungsinhalt je 500 Stück.


Plastic retentions burn out completely and guarantee a safe connection between denture acrylic and metal structure. Each box contains 500 pieces.

### Vorteile

- | Einfache Handhabung
- | Vielfältiges Sortiment

### Advantages

- | Easy handling
- | Large variety of different shapes



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 1)  
Art.: 211

PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 1)  
Art.: 211



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 2)  
Art.: 212

PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 2)  
Art.: 212



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 3)  
Art.: 213

PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 3)  
Art.: 213



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 4)  
Art.: 225

PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 4)  
Art.: 225



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 5)  
Art.: 241


PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 5)  
Art.: 241



KUNSTSTOFFRETENTIONEN  
(FORM 6)  
Art.: 242

PLASTIC RETENTIONS  
(SHAPE 6)  
Art.: 242

## Basisprofile für Kugelanker / Base profiles for ball anchors



Mit den Basisprofilen (Ringretentionen) können auf einfache Weise ohne Dublieren Modellgussgerüste für Hybridprothesen, verschiedenste Schaltprothesen und Implantatkonstruktionen hergestellt werden.

The Base profile retention system (ring retentions) offers an easy way of creating various kinds of metal structures for cover dentures, partial dentures and implant-supported dentures without having to duplicate the original model.

Die Basisprofile (Ringretentionen) sind sowohl in der Ausführung „normal“ als auch in „mikro“ erhältlich.

The base profile system is available in standard and micro size.

### Vorteile

- Im Vergleich zum herkömmlichen Modellguss schnelleres Arbeiten ohne Dublieren
- Zeitersparnis
- Geringerer Materialverbrauch (Silikon und Einbettmasse)

### Advantages

- Compared to traditional model casting technique faster processing without duplication
- Time saving
- Material saving (silicone and investment)



**BASISPROFIL-SET, NORMAL**  
Art.: 241099803

**BASIC-PROFILE-SET, NORMAL**  
Art.: 241099803

**BASISPROFIL, MONOBLOCK, NORMAL**  
Art.: 240727503

**BASE PROFILE "MONOBLOCK", NORMAL**  
Art.: 240727503



**BASISPROFIL-SET, MIKRO**  
Art.: 241109803

**BASIC-PROFILE-SET, MICRO**  
Art.: 241109803

**BASISPROFIL, MONOBLOCK, MIKRO**  
Art.: 240747503

**BASE PROFILE "MONOBLOCK", MICRO**  
Art.: 240747503

**BASIS-STECKPROFIL, OBERTEIL, NORMAL**  
Art.: 240687503

**BASE PUTTING PROFILE, UPPER, NORMAL**  
Art.: 240687503

**MATRIZENKÄFIG, NORMAL**  
Art.: 240737503

**CASTABLE HOUSING FOR FEMALES, NORMAL**  
Art.: 240737503

**BASIS-STECKPROFIL, OBERTEIL, MIKRO**  
Art.: 240697503

**BASE PUTTING PROFILE, UPPER, MICRO**  
Art.: 240697503

**MATRIZENKÄFIG, MIKRO**  
Art.: 240757503

**CASTABLE HOUSING FOR FEMALES, MICRO**  
Art.: 240757503

**BASIS-STECKPROFIL, UNTERTEIL, NORMAL**  
Art.: 240707503

**BASE PUTTING PROFILE, LOWER, NORMAL**  
Art.: 240707503

**POSITIONIERRING, NORMAL**  
Art.: 240447503

**POSITIONING RING, NORMAL**  
Art.: 240447503

**BASIS-STECKPROFIL, UNTERTEIL, MIKRO**  
Art.: 240717503

**BASE PUTTING PROFILE, LOWER, MICRO**  
Art.: 240717503

**POSITIONIERRING, MIKRO**  
Art.: 240457503

**POSITIONING RING, MICRO**  
Art.: 240457503

## AP-Schablonen / AP-Patterns

Das AP-Schablonen-Set enthält alle im Sortiment erhältlichen AP-Geschiebe in Originalgröße aus Kunststoff. Somit wird die Möglichkeit geschaffen, auf einfachste Weise das zu der individuellen Situation passende Geschiebe auszuwählen und somit eine Fehlbestellung zu vermeiden.

### Vorteile

- | Einfache Auswahl des passenden Geschiebes
- | Schnelle und sichere Identifikation durch aufgedruckte Artikelnummern
- | Anwendung in Praxis und Labor möglich
- | Desinfizierbar

The AP-Pattern set contains all AP-attachments available, in their original size, made of plastics. Using the AP-Patterns it is possible to easily select the best suiting attachment to the individual situation and to avoid ordering the wrong attachment.

### Advantages

- | Fast and easy identification of the suitable attachment through imprinted article numbers
- | Chairside and laboratory use possible
- | Patterns can be disinfected



AP-SCHABLONEN-SET  
Art.: 5000

AP-PATTERNS  
Art.: 5000

## Crown Master / Crown Master



Der Crown Master ist ein Universalinstrument zum Fixieren von Kronen und Brücken während der Bearbeitung.

### Vorteile

- | Verhindert Verletzungen und schont Hände und Finger
- | Temperaturbeständig bis 150°C
- | Ermöglicht die umfassende Bearbeitung aller Flächen und Ränder von Kronen und Inlays

The Crown Master is a universal tool for fixing crowns and bridges during processing.

### Advantages

- | Protection against accidental injury of hands and fingers
- | Heat resistant up to 150°C
- | Allows comprehensive working on all surfaces and margins of crowns and inlays



CROWN MASTER  
Art.: 12019

CROWN MASTER  
Art.: 12019

## Reparaturservice Anker / Anchor repair service

Ziel der Reparaturservice-Kassette Anker ist es, dem Zahnarzt oder Labor die Möglichkeit zu geben, ankergetragenen Zahnersatz jeglicher Art innerhalb kürzester Zeit zu reparieren, da die Kassette neben den Ersatzankern auch Hilfsteile und Instrumente enthält.

This service is available in Germany only.



### Vorteile

- | Es fallen keine hohen Lagerkosten an, lediglich eine geringe Leihgebühr
- | Reparatur von beschädigten Ankern innerhalb kürzester Zeit
- | Hilfsteile und Instrumente inklusive
- | Einfache und doppelte Bestückung erhältlich
- | Nur die der Kassette entnommenen Teile werden berechnet

REPARATURSERVICE-  
KASSETTE ANKER  
(EINFACHE BESTÜ-  
CKUNG)  
Art.: 6009

REPARATURSERVICE-  
KASSETTE ANKER  
(DOPPELTE BESTÜ-  
CKUNG)  
Art.: 6010

## Reparaturservice Geschiebe / Attachment repair service

Ziel der Reparaturservice-Kassette Geschiebe ist es, dem Zahnarzt oder Labor die Möglichkeit zu geben, AP-Geschiebe getragenen Zahnersatz innerhalb kürzester Zeit zu reparieren, da die Kassette neben den Ersatzgeschieben auch Hilfsteile und Instrumente enthält.

This service is available in Germany only.



### Vorteile

- | Es fallen keine hohen Lagerkosten an, lediglich eine geringe Leihgebühr
- | Reparatur von beschädigten AP-Geschieben innerhalb kürzester Zeit
- | Hilfsteile und Instrumente inklusive
- | Einfache und doppelte Bestückung erhältlich
- | Nur die der Kassette entnommenen Teile werden berechnet

REPARATURSERVICE-  
KASSETTE GESCHIEBE  
(EINFACHE BESTÜ-  
CKUNG)  
Art.: 6020

REPARATURSERVICE-  
KASSETTE GESCHIEBE  
(DOPPELTE BESTÜ-  
CKUNG)  
Art.: 6030







Servo-Dental GmbH & Co. KG  
Rohrstraße 30 • 58093 Hagen  
Germany  
Fon +49 (0) 23 31 / 95 91-0  
Fax +49 (0) 23 31 / 95 91-25  
info@servo-dental.de  
www.servo-dental.de

Mitglied des VDDI



CE 0044

Zertifiziertes Qualitätssicherungssystem /  
Certified Quality Management System

Händler / [Distributor](#)

